


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Sec62 Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q99442

Numero articolo: CM0006896



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-SEC62 validato per WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Prende di mira la proteina di traslocazione SEC62 (~46 kDa) umana, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sul trasporto proteico nel reticolo endoplasmatico. UniProt Q99442.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SEC62 Rabbit mAb
Note/Alias	HTP1; TP-1; Dtrp1; TLOC1; SEC62
Specie	Umana
ID gene (Umano)	7095
ID gene	7095
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 214-314 della SEC62 umana (NP_003253.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q99442
Peso proteico	46 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio