

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Sec63 Per Wb Ed Elisa - Q9Ugp8

Numero articolo: CM0019405

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro SEC63 umano (ERdj2, DNAJC23), validato per WB ed ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Mira al componente del translocone della membrana del RE per la ricerca sul traffico proteico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SEC63 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	ERdj2; PCLD2; SEC63L; DNAJC23; PRO2507; SEC63
Specie	Umano
GenelD (Umano)	11231
GenelD	11231
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 595-720 di SEC63 umano (NP_009145.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9UGP8
Peso proteico	88kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio