


Anti-Secisbp2 Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96T21

Numero articolo: CM0027654



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SECISBP2 umano (SBP2) validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Essenziale per la ricerca sulla sintesi delle selenoproteine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SECISBP2 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	SBP2; THMA1; SECISBP2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	79048
GeneID	79048
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 585-854 di SECISBP2 umano (NP_076982.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96T21
Peso Proteico	95kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio