


## Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Sel1L Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ubv2

Numero articolo: CM0005833



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro SEL1L umano, validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce incrociatamente con topo e ratto. Bersaglia la segnalazione ERAD e Notch, ideale per la ricerca pancreatica.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | SEL1L mAb Coniglio                                                                                                    |
| Note/Alias            | Hrd3; SEL1L1; PRO1063; SEL1-LIKE                                                                                      |
| Specie                | Umano                                                                                                                 |
| Gene ID               | 6400                                                                                                                  |
| Immunogeno            | Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 251-350 di SEL1L umano (NP_005056.3) |
| Fonte                 | Coniglio                                                                                                              |
| Categoria             | Anticorpi Monoclonali                                                                                                 |
| Applicazione          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                      |
| Reattività Incrociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                    |
| SWISS                 | Q9UBV2                                                                                                                |
| Peso Proteico         | 89kDa                                                                                                                 |
| Spedizione            | Borsa del ghiaccio                                                                                                    |