


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Sel1L Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ubv2

Numero articolo: CM0016338



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SEL1L umano per Western blot, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Adatto per studi sul controllo qualità del reticolo endoplasmatico e sulla segnalazione Notch.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SEL1L Rabbit pAb
Note/alias	Hrd3; SEL1L1; PRO1063; SEL1-LIKE; SEL1L
Specie	Umano
ID gene (umano)	6400
ID gene	6400
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-190 di SEL1L umano (NP_005056.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9UBV2
Peso della proteina	89 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante