


Anticorpo Policlonale Anti-Sele Per Wb Ed Elisa - P16581

Numero articolo: CM0018918



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro SELE umano (E-selectina), validato per WB e ELISA, reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per studiare l'adesione leucocitaria e la biologia endoteliale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SELE Rabbit pAb
Note/Alias	ELAM; ESEL; CD62E; ELAM1; LECAM2; selectin-e; SELE
Specie	Umano
ID Gene	6401
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-230 di SELE umano (NP_000441.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P16581
Peso Proteico	67kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio