

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Selenbp1 Per Wb, Elisa - Q13228

Numero articolo: CM0023294

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro SELENBP1 umano (Metantiol ossidasi), adatto per Western blot ed ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Utile per la ricerca in biologia del selenio, metabolismo del metantiolo e sui biomarcatori tumorali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio anti-SELENBP1
Note/Alias	MTO; LPSB; SP56; hSBP; EHMT0; SBP56; HEL-S-134P; SELENBP1
Specie	Umano
ID Gene	8991
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 243-472 di SELENBP1 umano (NP_003935.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	Q13228
Peso Proteico	52kDa
Spedizione	Borsa termica con ghiaccio