

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Selenom Per Wb Ed Elisa - Q8Wwx9

Numero articolo: CM0019881

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-SELENOM per WB ed ELISA. Rileva il SELENOM umano e murino, una selenoproteina di 16 kDa coinvolta nella formazione di legami disolfuro nel citoplasma, nel reticolo endoplasmatico e nell'apparato di Golgi. Per uso in ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio anti-SELENOM
Note/Alias	SELM; SEPM; SELENOM
Specie	Umano
GeneID (Umano)	140606
GeneID	140606
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 50-130 del SELENOM umano (NP_536355.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q8WWX9
Peso Proteico	16 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio