

Anticorpo Policlonale Anti-Selenop/Selenoproteina P Per Wb, If/Icc, Elisa - P49908

Numero articolo: CM0019024

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SELENOP (Selenoproteina P) umana, validato per WB, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per studiare il trasporto del selenio e la difesa antiossidante. Bersaglia la glicoproteina secreta di 43 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SELENOP pAb di coniglio
Note/Alias	SeP; SELP; SEPP; SEPP1; SELENOP
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	6414
ID gene	6414
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P49908
Peso proteico	43KDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio