

Anticorpo Policlonale Anti-Sema3C Per Wb, If/Icc, Elisa - Q99985

Numero articolo: CM0015556

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio SEMA3C convalidato per WB, IF/ICC ed ELISA. Rileva la semaforina-3C umana e murina, un regolatore chiave dello sviluppo cardiovascolare e neurale. Adatto per la ricerca sullo sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SEMA3C Rabbit pAb
Note/Alias	SemE; SEMAE; SEMA3C
Specie	Umano
GenelD	10512
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 21-330 di SEMA3C umana (NP_006370.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse
SWISS	Q99985
Peso Proteico	85kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio