

Anti-Sema4A (Semaphorin-4A) Anticorpo Policlonale Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9H3S1

Numero articolo: CM0021093

introduzione

Anticorpo Policlonale Coniglio SEMA4A convalidato per WB, IF/ICC, ELISA su umano, topo, ratto. Ideale per lo studio della segnalazione semaforina nella ricerca di neurobiologia e regolazione immunitaria e nello sviluppo di saggi IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SEMA4A Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	RP35; SEMB; SEMAB; CORD10; SEMA4A
Specie	Umano
GeneID (Umano)	64218
GeneID	64218
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 320-580 di SEMA4A umana (NP_071762.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9H3S1
Peso Proteico	84kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio