

Anticorpo Policlonale Anti-Sema4C Per Wb, Elisa - Q9C0C4

Numero articolo: CM0025340



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting su SEMA4C (Semaphorin-4C) umana e murina, validato per WB ed ELISA. SEMA4C è un recettore PLXNB2 coinvolto nella guida degli assoni e nella segnalazione cellulare. Ideale per ricerche nel campo delle neuroscienze e della biologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SEMA4C Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	SEMAF; SEMAI; SEMACL1; M-SEMA-F; SEMA4C
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	54910
Gene ID	54910
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza contenente gli aminoacidi 749-833 di SEMA4C umana (NP_060259.4)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q9C0C4
Peso proteico	93kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio