

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Sema4F Per Wb, Ihc-P, Elisa - O95754

Numero articolo: CM0015065

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro SEMA4F umano, adatto per Western blot, IHC-P ed ELISA. Riconosce gli ortologhi di topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla neurogenesi e sulla migrazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SEMA4F Rabbit pAb
Note/alias	S4F; SEMAM; SEMAW; M-SEMA; PRO2353; m-Sema-M; SEMA4F
Specie	Uomo
ID del gene	10505 (Uomo)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 280-420 di SEMA4F umano (NP_004254.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	O95754
Peso della proteina	84 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante