


Anticorpo Policlonale Anti-Sema7A Per Wb, Elisa - 075326

Numero articolo: CM0015960



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SEMA7A umana (Semaphorin-7A, CD108), validato per WB e ELISA. SEMA7A regola la segnalazione delle integrine, le risposte immunitarie e la guida assonale. Ideale per la ricerca sull'infiammazione e la neurobiologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SEMA7A Rabbit pAb
Note/Altri Nomi	JMH, CD108, SEMAL, CDw108, PFIC11, SEMAK1, H-Sema-L, H-SEMA-K1, SEMA7A
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	8482
ID Gene	8482
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 45-280 di SEMA7A umana (NP_003603.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umana
SWISS	075326
Peso Proteico	75kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio