

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Semaphorina 3A Per Wb, Elisa - Q14563

Numero articolo: CM0006483

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Semaphorina 3A (SEMA3A) di alta qualità per Western blotting e ELISA. Rileva proteine umane, di topo e ratto. Immunogeno ricombinante dalla regione C-terminale. Ideale per la ricerca in neurobiologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Semaphorina 3A mAb di coniglio
Note/Alias	HH16; SemD; COLL1; SEMA1; SEMAD; SEMAL; coll-1; Hsema-I; SEMAIII; Hsema-III; Semaphorina 3A
Specie	Umana
ID gene (Umano)	10371
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 582-771 della Semaphorina 3A umana (NP_006071.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q14563
Peso proteico	89kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio