

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Semaphorina 3A Per Wb, Elisa - Q14563

Numero articolo: CM0016808

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targetizza la Semaphorina 3A umana per western blotting e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Utile per studi sulla guida dei coni di crescita neuronale e lo sviluppo olfattivo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Semaphorina 3A Rabbit pAb
Note / Alias	HH16; SemD; COLL1; SEMA1; SEMAD; SEMAL; coll-1; Hsema-I; SEMAIII; Hsema-III; Semaphorin 3A
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	10371
ID gene	10371
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 300-400 della Semaphorina 3A umana (NP_006071.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reazione crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q14563
Peso proteico	89kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio