


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Semaphorin 4D / Cd100 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q92854

Numero articolo: CM0003295



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alta affinità diretto contro la Semaphorin 4D/CD100 umana. Validato per applicazioni WB, IHC-P, ELISA. Ideale per studiare la regolazione immunitaria, lo sviluppo neuronale e la segnalazione semaphorin-plexin nella ricerca diagnostica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Semaphorin 4D / CD100
Note/Alias	A8; GR3; BB18; CD100; COLL4; SEMAJ; coll-4; C9orf164; M-sema-G
Specie	Umana
GeneID (Umano)	10507
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 100-200 della Semaphorin 4D / CD100 umana (NP_006369.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umana
SWISS	Q92854
Peso Proteico	96kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio