


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Semaphorin-4D/Cd100 Per If/Icc, Fc, Elisa - Q92854

Numero articolo: CM0007583



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro la Semaphorin-4D/CD100 umana. Validato per IF/ICC, FC, ELISA. Mira a un recettore di superficie cellulare di 82/96 kDa coinvolto nella neurogenesi e nella risposta immunitaria. Ideale per la ricerca neuroscientifica e immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Semaphorin-4D/CD100 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	SEMA4D; C9orf164; CD100; M-sema-G; SEMA; coll-4; semaphorin-4D; Semaphorin-4D/CD100
Specie	Umano
GeneID (umano)	10507
GeneID	10507
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-734 della Semaphorin-4D/CD100 umana (NP_006369.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IF/ICC, FC, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q92854
Peso proteico	82kDa/96kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio