

Anticorpo Policlonale Anti-Semg1 Per Wb, Elisa - P04279

Numero articolo: CM0020786



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la Semenogelin-1 umana (SEMG1), adatto per Western blot ed ELISA. Reagisce con la specie umana; l'immunogeno comprende gli amminoacidi 312-462. Essenziale per la ricerca in biologia della riproduzione e fertilità.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SEMG1 Rabbit pAb
Note/Alias	SEMG1; CT103; SEMG; SGI; dj172H20.2; semenogelin-1
Specie	Umana
GeneID	6406
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 312-462 di SEMG1 umana (NP_002998.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umana
SWISS	P04279
Peso Proteico	45kDa/52kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio