

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Semg2 Per Wb, Elisa - Q02383

Numero articolo: CM0016381

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la Semenogelina-2 umana (SEMG2) per WB ed ELISA. Rileva SEMG2 umano e murino. Ideale per studi di biologia riproduttiva e coagulazione del liquido seminale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome del prodotto	SEMG2 Rabbit pAb
Note/alias	SGII; SEMG2
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	6407
ID del gene	6407
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 383-582 della SEMG2 umana (NP_002999.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	Q02383
Peso della proteina	65 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante