


Anticorpo Monoclonale Anti-Senp1 Coniglio Per Wb, Elisa - Q9P0U3

Numero articolo: CM0007943



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio Anti-SEN1 validato per WB ed ELISA. Bersaglia la sentrina-proteasi specifica 1 umana (SuPr-2, SENP1), una idrolasi della via SUMO di 73 kDa cruciale per la deSUMOilazione delle proteine. Adatto per studiare la regolazione trascrizionale e la metilazione dell'RNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb Coniglio SENP1
Note/Alias	SuPr-2; SENP1
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	29843
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 400-501 di SENP1 umano (Q9P0U3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umana
SWISS	Q9P0U3
Peso Proteico	73kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio