


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Senp1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9P0U3

Numero articolo: CM0014745



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la sentrina-specifica proteasi 1 (SEN1) umana. Validato per WB, IHC-P, ELISA; reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studi sulla SUMOilazione e ricerca sulle deSUMOilasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SEN1 Rabbit pAb
Note / Alias	SuPr-2; SEN1
Specie	Uomo
GeneID	29843 (Uomo)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 220-420 della SEN1 umana (NP_001254523.1)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9P0U3
Peso proteico	73kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio