


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Senp2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Hc62

Numero articolo: CM0023469



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio validato contro SENP2 umano per Western blot, IHC paraffina e ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Adatto per ricerche sulla via SUMO, la segnalazione Wnt e l'adipogenesi. Solo per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SENP2 Rabbit pAb
Annotazioni/alias	AXAM2, SMT3IP2, SENP2
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	59343
ID gene	59343
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 366-589 di SENP2 umano (NP_067640.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9HC62
Peso proteico	68kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio