

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Sepn1 Per Wb, Elisa - Q9Nzv5

Numero articolo: CM0013548

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro SEPN1 (Selenoproteina N) per Western blot ed ELISA. Reagisce in modo crociato con umano e topo. Ideale per studi sullo stress ossidativo, l'omeostasi del calcio e la biologia muscolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SEPN1 Rabbit pAb
Note/Alias	RSS; CFTD; SELN; CMYP3; MDRS1; RSMD1; SEPN1
Specie	Umano
ID Gene	57190
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 341-590 di SEPN1 umano (NP_065184.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	Q9NZV5
Peso Proteico	66kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio