

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Sepsecs Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Hd40

Numero articolo: CM0028202



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio SEPSECS per WB, IF/ICC, ELISA; rileva SEPSECS umano, di topo e ratto, una selenocisteina sintasi essenziale per la biosintesi delle selenoproteine e un noto autoantigene nelle malattie epatiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	SEPSECS Rabbit pAb
Note/Alias	LP; SLA; SecS; PCH2D; SLA/LP; SLA-p35; SEPSECS
Specie	Umano
GeneID (Umano)	51091
GeneID	51091
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 222-501 di SEPSECS umano (NP_058651.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9HD40
Peso Proteico	56kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio