


Anticorpo Policlonale Anti-Septin-1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Wyj6

Numero articolo: CM0019585



introduzione

Anticorpo policlonale ricombinante contro la Septin-1 umana (SWISS: Q8WYJ6) per Western blot, IHC-P ed ELISA. Validato in campioni umani, murini e di ratto. Riconosce la proteina da 42 kDa coinvolta nella citocinesi e nell'organizzazione del citoscheletro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Septin 1 Rabbit pAb
Note/Alias	LARP; SEP1; DIFF6; SEPT1; PNUTL3; Septin 1
Specie	Umana
GeneID (umano)	1731
GeneID	1731
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 270-370 della Septin 1 umana (NP_443070.5).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q8WYJ6
Peso della proteina	42 kDa
Spedizione	Ghiaccio refrigerante