

Anticorpo Policlonale Anti-Septina 11 Per Wb, Elisa - Q9Nva2

Numero articolo: CM0018488



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia la Septina-11 umana, validato per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Per studi sul citoscheletro, la divisione cellulare e le neuroscienze.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Septina 11 Rabbit pAb
Note/Alias	SEPT11; Septin 11
Specie	Umana
GeneID (Umana)	55752
GeneID	55752
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-120 della Septina 11 umana (NP_060713.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9NVA2
Peso proteico	49kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio