

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Septina 11 Per Wb, Elisa - Q9Nva2

Numero articolo: CM0014852



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro la Septina-11 umana (SEPT11). Validato per WB ed ELISA, presenta reattività crociata con topo e ratto. Ideale per studi sul citoscheletro e sulla citoarchitettura neuronale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-Septina 11
Note/alias	SEPT11; Septina 11
Specie	Uomo
GeneID (umano)	55752
GeneID	55752
Immunogeno	Proteina ricombinante: proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-120 della Septina 11 umana (NP_060713.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q9NVA2
Peso molecolare	49 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante