

Anticorpo Policlonale Anti-Septin 2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q15019

Numero articolo: CM0026146



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-Septin 2 di alta qualità per Western blot, immunofluorescenza ed ELISA. Reagisce con Septin-2 umano e murino. Immunogeno proteina ricombinante. Ideale per la ricerca sulla divisione cellulare e sul citoscheletro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Septin 2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	DIFF6; NEDD5; SEPT2; NEDD-5; Pnutl3; hNedd5; Septin 2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4735
GeneID	4735
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 112-361 della Septin 2 umana (NP_004395.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q15019
Peso proteico	41kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio