

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Septina 2 Per Wb, Elisa - Q15019

Numero articolo: CM0011403



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la Septina 2 (NEDD-5) umana, validato per WB e ELISA. Reagisce con essere umano, topo e ratto. La Septina 2 è una GTPasi che forma filamenti, coinvolta nella mitosi, ciliogenesi e organizzazione del citoscheletro di actina. Ideale per la ricerca in biologia cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specificazione
Nome prodotto	Septin 2 Rabbit mAb
Note/Alias	DIFF6; NEDD5; SEPT2; NEDD-5; Pnutl3; hNedd5; Septin 2
Specie	Umana
ID genico	4735
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 202-298 della Septina 2 umana (Q15019)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q15019
Peso proteico	41kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio