

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Septin 3 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uh03

Numero articolo: CM0021226



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-Septin 3 (41 kDa) validato per WB, IF/ICC, ELISA in specie umana, murina e ratto. Targetizza la septina-3 neuronale specifica, una GTPasi citoscheletrica specifica del cervello coinvolta nella citocinesi. Ideale per la ricerca in neurobiologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Septin 3 pAb di coniglio
Note/alias	SEP3; SEPT3; bK250D10.3; Septin 3
Specie	Umana
GeneID	55964
Immunogeno	Proteina ricombinante: proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 179-358 della Septin 3 umana (NP_663786.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, murina, ratto
SWISS	Q9UH03
Peso della proteina	41 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante