


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Septin 4 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O43236

Numero articolo: CM0016864



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro Septin 4 (SWISS: O43236), adatto per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce crociatamente con campioni umani, murini e di ratto. Rileva una GTPasi del citoscheletro coinvolta nell'apoptosi e nella spermatogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Septin 4 Rabbit pAb
Note/alias	H5, ARTS, MART, SEP4, CE5B3, SEPT4, PNUTL2, hucep-7, BRADEION, C17orf47, hCDCREL-2, Septin 4
Specie	Umano
ID del gene	5414
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	O43236
Peso della proteina	55 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante