

Anticorpo Policlonale Anti-Septin 5 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q99719

Numero articolo: CM0015574



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-Septin 5 validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Rileva la Septin 5 umana, murina e di ratto, una GTPasi citoscheletrica che forma filamenti ed è coinvolta nella citocinesi e nella secrezione piastrinica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Septin 5 Rabbit pAb
Note/alias	H5; SEPT5; CDCREL; PNUTL1; CDCREL1; CDCREL-1; HCDCREL-1; Septin 5
Specie	Umano
GeneID (umano)	5413
GeneID	5413
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-369 della Septin 5 umana (NP_002679.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q99719
Peso della proteina	43kDa
Spedizione	Confezione refrigerante