

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Septin-6 Per Wb E Elisa - Q14141

Numero articolo: CM0027307



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro Septin-6 umano (Q14141), validato per WB e ELISA. Reagisce incrociato con topo e ratto. Ideale per studi sul citoscheletro, divisione cellulare e spermatogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Septin 6 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	SEP2; SEPT2; SEPT6; Septin 6
Specie	Umano
Gene ID	23157
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 350-434 della Septin 6 umana (NP_055944.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q14141
Peso proteico	50kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio