

Anticorpo Policlonale Anti-Septina 7 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q16181

Numero articolo: CM0026276



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la Septina 7 umana (Q16181), validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Immunogeno ricombinante che mira agli amminoacidi 307-436. Adatto per la ricerca sul citoscheletro, mitosi e ciliogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Septin 7 Rabbit pAb
Note/Alias	CDC3, CDC10, SEPT7, SEPT7A, NBLA02942, Septina 7
Specie	Umano
GeneID (Umano)	989
GeneID	989
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 307-436 della Septina 7 umana (NP_001011553.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q16181
Peso Proteico	51kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio