

Anticorpo Policlonale Anti-Septina 8 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q92599

Numero articolo: CM0018283



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la Septina 8 umana, adatto per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per lo studio della dinamica del citoscheletro, il traffico di vescicole e le vie correlate alla malattia di Alzheimer.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Septina 8 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	SEP2; SEPT8; Septin 8
Specie	Uomo
GeneID (umano)	23176
GeneID	23176
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 348-427 della Septina 8 umana (NP_001287728.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q92599
Peso proteico	56kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio