

Anti-Septin 8 Coniglio Anticorpo Monoclonale Per Wb E Elisa - Q92599

Numero articolo: CM0003593



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio Septin 8 di alta qualità convalidato per WB e ELISA. Reagisce con Septin-8 umano, murino e ratto, una GTPasi del citoscheletro coinvolta nella secrezione piastrinica e nel traffico di BACE1. Ideale per la ricerca sull'Alzheimer e sulle neuroscienze.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Septin 8 Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	SEP2; SEPT8; Septin 8
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	23176
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-100 del Septin 8 umano (NP_001287728.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q92599
Peso Proteico	56kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio