

Anticorpo Policlonale Anti-Serca1/Atp2A1 Per Wb - O14983

Numero articolo: CM0012915

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato a SERCA1/ATP2A1. Validato per Western blot e ELISA, cross-reattività con il mouse. Adatto per la ricerca sul trasporto del calcio nel muscolo scheletrico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SERCA1/ATP2A1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	ATP2A; SERCA1; SERCA1/ATP2A1
Specie	Umano
GenelD (Umano)	487
GenelD	487
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 901-1001 di SERCA1/ATP2A1 umano (NP_775293.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross-reattività	Mouse
SWISS	O14983
Peso proteico	110kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio