

Anticorpo Monoclonale Anti-Serca2/Atp2A2 Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P16615

Numero articolo: CM0002974



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro SERCA2/ATP2A2, validato per WB, IF/ICC, IP, ELISA; reagisce in modo incrociato con umano, topo, ratto. Ideale per studi sul trasporto del calcio e sulla funzione del RE/SR.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di Coniglio SERCA2/ATP2A2
Note/Alias	DD, DAR, ATP2B, SERCA2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	488
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 943-1042 di SERCA2/ATP2A2 umano (P16615).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P16615
Peso Proteico	115 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio