

Anticorpo Policlonale Anti-Serca2/Atp2A2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P16615

Numero articolo: CM0014713



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SERCA2/ATP2A2 umano, validato per Western blot, IHC-P, IF/ICC ed ELISA; cross-reagisce con topo e ratto. Adatto per ricerche sulla segnalazione del calcio e sullo stress del reticolo endoplasmatico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SERCA2/ATP2A2 Rabbit pAb
Note/Alias	DD; DAR; ATP2B; SERCA2; SERCA2/ATP2A2
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	488
Gene ID	488
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-80 di SERCA2/ATP2A2 umano (NP_733765.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P16615
Peso proteico	115kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio