

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Serca2/Atp2A2 Per Wb, Ihc-P - P16615

Numero articolo: CM0015811



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce SERCA2/ATP2A2 umano (P16615), validato per Western blot, immunistochemica (paraffina) e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studi sul trasporto del calcio e sulle membrane RE/RS.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SERCA2/ATP2A2 Rabbit pAb
Note/Alias	DD; DAR; ATP2B; SERCA2; SERCA2/ATP2A2
Specie	Uomo
GeneID (umano)	488
GeneID	488
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 111-253 di SERCA2/ATP2A2 umano (NP_733765.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P16615
Peso proteico	115kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio