

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Serinc1 Per Wb, Ihc-P Ed Elisa - Q9Nrx5

Numero articolo: CM0021605

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro SERINC1 umano (serine incorporator 1), validato per applicazioni di Western blot, IHC-P ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Adatto allo studio della biosintesi della fosfatidilserina e degli sfingolipidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SERINC1 Rabbit pAb
Note/alias	TDE2; TMS2; TDE1L; TMS-2; SERINC1
Specie	Umana
GeneID (umano)	57515
GeneID	57515
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 350-453 di SERINC1 umano (NP_065806.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q9NRX5
Peso della proteina	50 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante