

## Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Serina Racemasi Per Wb E Elisa - Q9Gzt4

Numero articolo: CM0003854



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio Anti-Serina racemasi, reattivo con l'uomo, per applicazioni WB e ELISA. La serina racemasi converte la L-serina in D-serina, un co-agonista dei recettori NMDA; rilevante negli studi di neurologia e schizofrenia.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                                   |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto         | Serina racemasi Rabbit mAb                                                                                                               |
| Alias                 | ILV1, ISO1, Serina racemasi                                                                                                              |
| Specie                | Uomo                                                                                                                                     |
| GeneID (Uomo)         | 63826                                                                                                                                    |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 della Serina racemasi umana (NP_068766.1) |
| Origine               | Coniglio                                                                                                                                 |
| Categoria             | Anticorpi monoclonali                                                                                                                    |
| Applicazione          | WB, ELISA                                                                                                                                |
| Reattività incrociata | Uomo                                                                                                                                     |
| SWISS                 | Q9GZT4                                                                                                                                   |
| Peso proteico         | 37kDa                                                                                                                                    |
| Spedizione            | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                                    |