

## Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Serina Racemasi (Srr) Per Wb, Elisa - Q9Gzt4

Numero articolo: CM0025463



### introduzione

Anticorpo policlonale rabbit contro la serina racemasi umana (SRR) per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con umano, topo e ratto. Peso molecolare: 37 kDa. Ideale per studi sulla sintesi della D-serina e sui recettori NMDA.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                       |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | SRR Rabbit pAb                                                                                                               |
| Note/Alias          | ILV1; ISO1; SRR                                                                                                              |
| Specie              | Umana                                                                                                                        |
| GeneID (Umana)      | 63826                                                                                                                        |
| GeneID              | 63826                                                                                                                        |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-340 della SRR umana (NP_068766.1) |
| Origine             | Rabbit                                                                                                                       |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                        |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                    |
| Reattività crociata | Umana, Topo, Ratto                                                                                                           |
| SWISS               | Q9GZT4                                                                                                                       |
| Peso proteico       | 37 kDa                                                                                                                       |
| Spedizione          | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                        |