

Anticorpo Policlonale Anti-Trasportatore Della Serotonina Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q60857

Numero articolo: CM0030214

introduzione

Questo anticorpo policlonale di coniglio è diretto contro la regione N-terminale del trasportatore della serotonina (SERT/Slc6a4) del topo. Validato per WB, IHC-P, ELISA; reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per studi sulla segnalazione serotoninergica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio anti-Trasportatore della Serotonina
Osservazioni/Alias	Htt; Sert; 5-HTT
Specie	Topo
GeneID (Umano)	6532
GeneID	15567
Immunogeno	Proteina ricombinante (Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-85 del Trasportatore della Serotonina del topo (NP_034614.2))
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Topo, Ratto
SWISS	Q60857
Peso Proteico	70 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio