

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Serpina10 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uk55

Numero articolo: CM0026829



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-SERPINA10 di alta qualità, validato per Western blot, IHC-P ed ELISA. Riconosce SERPINA10 (inibitore della proteasi Z-dipendente) umano, murino e ratto, fondamentale per la ricerca sulla coagulazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio SERPINA10
Note/Alias	PZ1; ZPI; SERPINA10
Specie	Umano
GeneID (umano)	51156
GeneID	51156
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UK55
Peso Proteico	51kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio