

Anticorpo Policlonale Anti-Serpina12 Per Wb, Elisa - Q8Iw75

Numero articolo: CM0030720



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro SERPINA12 umano (Vaspin). Validato per WB ed ELISA; reagisce in modo incrociato con umano e topo. Adatto per studi sull'azione dell'insulina e sul tessuto adiposo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SERPINA12 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	OL-64; SERPINA12
Specie	Umano
GeneID	145264
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-320 di SERPINA12 umano (NP_776249.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q8Iw75
Peso Proteico	47kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio