

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Serpina6 Per Wb, Elisa - P08185

Numero articolo: CM0028376



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro SERPINA6 umano (globulina legante corticosteroidi/transcortina), validato per Western blot ed ELISA. Ideale per studiare il trasporto dei glucocorticoidi e la biologia degli ormoni steroidei.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	pAb di Coniglio SERPINA6
Note/Alias	CBG; SERPINA6
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	866
ID Gene	866
Immunogeno	Proteina ricombinante; Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 136-405 di SERPINA6 umano (NP_001747.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P08185
Peso Proteico	45kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio