

Anticorpo Policlonale Anti-Serpina9 Per Wb, Elisa - Q86Wd7

Numero articolo: CM0020747

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro SERPINA9 umano (Serpina A9), convalidato per Western blot e ELISA. Adatto per lo studio della biologia delle cellule B del centro germinativo e della funzione delle serpinae.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SERPINA9 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	GCET1; SERPINA11; SERPINA11b; SERPINA9
Specie	Umano
GeneID (umano)	327657
GeneID	327657
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 110-210 di SERPINA9 umano (NP_783866.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q86WD7
Peso proteico	47kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio