

Anticorpo Policlonale Anti-Serpinb13 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uiv8

Numero articolo: CM0017244

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro SERPINB13 (Hurpin/Headpin). Validato per WB, IF/ICC, ELISA; reagisce con umano, topo, ratto. PM previsto 44 kDa. Ideale per studi sulla biologia della pelle e sulla differenziazione dei cheratinociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SERPINB13 Rabbit pAb
Note/Alias	HUR7; P13; headpin; HSHUR7SEQ; SERPINB13
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5275
GeneID	5275
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-140 di SERPINB13 umano (NP_036529.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UIV8
Peso Proteico	44kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio